



PROGRAMMA DI
SVILUPPO PER
L'OPTOMETRIA



Contattologia

- Lenti a contatto idrolifiche

L.C. idrofiliche

Manutenzione con sistema multiuso

Rimozione

Lavare le mani con sapone neutro.

Gettare via la vecchia soluzione dal contenitore e sciacquarlo con acqua corrente.

Disinserire le L.C., pulirle con il detergente specifico, sciacquarle tre, quattro volte con soluzione salina.

Metterle nell'apposito contenitore con la nuova soluzione multiuso.

Applicazione

Lavare le mani con sapone neutro.

Sciacquare le L.C. con soluzione salina e applicarle.

Lasciare il conservante nel contenitore.

Trattamento enzimatico per L.C. semestrali o di maggiore durata.

Questo trattamento va eseguito su consiglio dell'optometrista.

(Una volta a settimana per l'uso giornaliero delle L.C. - quattro o più ore al giorno -)

Lavare le mani con sapone neutro.

Pulire le L.C. con il detergente specifico.

Sciacquarle con soluzione salina.

Metterle nell'apposito contenitore con soluzione salina ed una pasticca enzimatica, lasciarle in immersione per 25 – 30 minuti.

Pulire nuovamente le L.C. con il detergente specifico.

Sciacquarle con soluzione salina.

Metterle nel contenitore con il conservante (soluzione multiuso).

AVVERTENZA

Eeguire la pulizia enzimatica di sera, in modo tale che, una volta ultimata, le L.C. possano rimanere tutta la notte immerse nel conservante. **Non indossare le lenti subito dopo il trattamento enzimatico!** Il conservante è in realtà un sistema multiuso. Non è consigliabile comunque usarlo se non per la conservazione. Per praticità, durante i viaggi di pochi giorni, può essere utilizzato al posto della salina per sciacquare le lenti a contatto e per una moderata detersione, al posto del detergente.

Conservare le compresse in un luogo fresco ed asciutto, non utilizzarle nel caso presentino una colorazione marrone scuro e siano maleodoranti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

